

# PatiHoist

Mobiler Patientenlift



## Sicher heben. Einfach bewegen.

Der PatiHoist unterstützt das Heben, Umsetzen und Befördern mobilitätseingeschränkter Personen im Innenbereich.

**160 kg**

MAX. SICHERE ARBEITSLAST

**71 - 192 cm**

HUBBEREICH

**39 kg**

EIGENGEWICHT

## Technische Daten

|                                        |                    |                                           |                                     |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Spreizung des Fahrgestells             | <b>mechanisch</b>  | Fahrgestellhöhe                           | <b>9,5 cm</b>                       |
| Max. sichere Arbeitslast (SWL)         | <b>160 kg</b>      | Rollendurchmesser (ungebremst / gebremst) | <b>7,5 / 7,5 cm</b>                 |
| Länge                                  | <b>127 cm</b>      | Eigengewicht                              | <b>39 kg</b>                        |
| Breite                                 | <b>62 cm</b>       | Akkukapazität                             | <b>2,2 Ah</b>                       |
| Höhe                                   | <b>134 cm</b>      | Ladegerät                                 | <b>extern, 110-240 V / 50-60 Hz</b> |
| Hubbereich                             | <b>71 - 192 cm</b> | Handbedienung                             | <b>Heben / Senken</b>               |
| Kleinsten Wendekreis                   | <b>138 cm</b>      | Anzeigen                                  | <b>Überlast / Akkuladestand</b>     |
| Fahrgestellbreite min. (innen / außen) | <b>45 / 62 cm</b>  | Hubgeschwindigkeit (Heben / Senken)       | <b>35 / 23 s</b>                    |
| Fahrgestellbreite max. (innen / außen) | <b>80 / 94 cm</b>  | Verpackungsmaß (L x B x H)                | <b>140 x 80 x 62 cm</b>             |